



Sildent

А-СИЛИКОНЫ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ



+7 (495) 407-08-50

avosdent.ru

sales@avosdent.ru



Sildent

А-СИЛИКОНЫ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

ПРОСТО

Нейтральный вкус и запах обеспечивает комфорт пациента и отсутствие искажения при снятии оттиска, а высокая адгезия и контрастность цвета между слоями позволяют различить все детали.

ТОЧНО

Оптимальная текучесть материала позволяет проснять границу препарирования и получить высокоточные оттиски. Оптимальное рабочее время отверждения дает возможность получить качественные оттиски с масштабных участков.

ВЫГОДНО

Отличное соотношение цена – качество – материал открывает новые возможности для вашей работы.



ДЛЯ ЛЮБЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ:

ВОЗМОЖНОСТЬ СНИМАТЬ СЛЕПКИ С ЗУБОВ И ИМПЛАНТАТОВ.
КАРТРИДЖИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПИСТОЛЕТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ.

Silent Putty

МАТЕРИАЛ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ,
РУЧНОГО СМЕШИВАНИЯ



Твердость по Shore A – **68**



Время затвердевания: **5 мин.**



Комплект поставки:

База 500 г / Катализатор 500 г



Silent Light Body

КОРРИГИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ НИЗКОЙ ВЯЗКОСТИ



Твердость по Shore A – **50**



Время затвердевания: **4 мин.**



Комплект поставки:

1 картридж 50 мл / 5 картриджей по 50 мл в упаковке



Silent Heavy Body

МОНОФАЗНЫЙ МАТЕРИАЛ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ



Твердость по Shore A – **70**



Время затвердевания: **4 мин.**



Комплект поставки:

1 картридж 50 мл / 5 картриджей по 50 мл в упаковке



Silent Regular Body

КОРРИГИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ



Твердость по Shore A – **57**



Время затвердевания: **4 мин.**



Комплект поставки:

1 картридж 50 мл / 5 картриджей по 50 мл в упаковке

